


wenn Sekunden zählen...

RETTUNGSDIENSTE · MILITÄR · POLIZEI · JOURNALISTEN · NGO · CONTRACTER

wenn Sekunden zählen...



CTC MEDICAL GMBH
PANKSTR. 8-10
13127 BERLIN
TELEFON: 030 91149656
FAX: 030 91149655
E-MAIL: INFO@CTCMEDICAL.DE
INTERNET: WWW.CTCMEDICAL.DE

LEADING THROUGH **MEDICAL TACTICAL EXPERIENCE**

Wir helfen helfen. Einsatznah und kompetent.



OALES Modular Bandagen

SAFE LIFE. SAFE MONEY.
INTUITIV ANWENDBAR UND
ULTRA-SCHNELL EINSETZBAR



INTUITIV ANWENDBAR UND ULTRA-SCHNELL EINSETZBAR

Seit 2011 offiziell in Anwendung als Notfallverbandpäckchen bei Zoll, Bundespolizei, Finanzverwaltung u.v.a.

Die **OLAES Modular Trauma Bandage** ist die neueste Generation von Druckverbänden für alle Anwenderebenen. Keine andere Traumabandage in dieser Größe bietet eine derart große Vielseitigkeit: gepackt mit **3 m gepresstem Mull** und einem **entnehmbaren luftdichten Verband in der Wundauflage**, sowie einem **Druckapplikator** (der auch als **Augenschutz** dienen kann), sind die Anwendungsmöglichkeiten weit gefächert.

OLAES MODULAR OLAES MODULAR BANDAGEN BANDAGEN



- **EINFACHES ANLEGEN** IN STRESS-SITUATIONEN OHNE HAKEN, ÖSEN, MIT ZUSÄTZLICHEM MULL
- **EIN WIRKLICHER DRUCKPUNKT** GEZIELTER DRUCK DURCH DRUCKAPPLIKATOR, AUCH ALS AUGENCUP ZU VERWENDEN
- **LATEXFREI**
- **ELASTISCH** EINGEBAUTE 'CONTROL-STRIPS' UM UNGEWOLLTES ABROLLEN ZU VERHINDERN
- **3 METER** STERILER, CHIRURGISCHER MULL
- **FOLIE FÜR EINEN LUFTDICHTEN VERBAND** IN DER WUNDAUFLAGE
- **DURCHSICHTIGER DRUCKPUNKT** FÜR BESSERE KONTROLLE DER BLUTUNG



Die OLAES Bandage wurde in Zusammenarbeit mit **erfahrenen Medics entwickelt**. Kein Detail wurde dabei ausgelassen - von den Klettaltern die ein unbeabsichtigtes Abrollen verhindern, bis hin zum verstauten Mull der sich leicht herausnehmen lässt. Die OLAES funktioniert **OHNE** zusätzliche Haken oder Clips, die eine Anwendung kompliziert machen: **Klettstreifen halten die OLAES Bandage bereits während des Anlegens, und auch danach sicher am Platz**. Durch das transparente Sichtfenster kann jederzeit kontrolliert werden, ob die Blutung gestoppt werden konnte. **Keine andere Bandage bietet derartige Möglichkeiten.**

verfügbar in: 4" - ca. 10cm Breite
6" - ca. 15cm Breite
und als BLAST Bandage (Abdominal und Amputationsverletzungen)